

货号: A74779

1/3



CD57-Pacific Blue 检测试剂盒(流式细胞法)说明书

	规格
特异性	CD57
克隆	NC1
杂交瘤	SP2/0 x balb/c
免疫原	鹤鹑睫状神经节细胞
同型对照	IgM
种属	小鼠
纯化	凝胶过滤
荧光染料	Pacific Blue
摩尔比	Pacific Blue / Ig: 21.6-27.6
激发波长	405 nm
发射峰	455 nm
缓冲液	PBS pH 7.2 plus 2 mg / mL BSA 和 0.1% NaN ₃

REF A74779 液体 - 0.5 mL

分析物特异性试剂。

分析和性能特征未确定

【产品名称】

通用名称: CD57-Pacific Blue 检测试剂盒(流式细胞法)

英文名称: CD57-Pacific Blue

【试剂】

浓度: 请登录 www.beckmancoulter.com 查看批次特定的检验报告。


【警告和注意事项】

- 本试剂含 0.1%叠氮钠。叠氮钠在酸性条件下会生成剧毒化合物-叠氮酸。丢弃时, 应使用流动水冲洗叠氮化物。建议采取以上预防措施以免在金属管道中沉积(可能引起爆炸)。如果接触到皮肤或眼睛, 请用水长时间清洗。
- 与本试剂接触的标本、样本和所有材料均应视为具有潜在传染性, 应采取适当的预防措施进行处置。
- 切勿口吸移液, 避免样本与皮肤和黏膜接触。
- 请勿使用已超过标签所示失效日期的抗体。
- 在储存或孵育过程中, 请勿将试剂暴露于强光下。
- 避免试剂发生微生物污染, 否则可能出现错误结果。
- 处理本试剂时, 遵循药物非临床研究质量管理规范。

8. 试剂物理外观的任何变化都可能表明试剂变质，此时不应使用试剂。

【GHS 危险等级分类】

未被归为危险品

	化学品安全技术说明书提供于 beckman.com/techdocs
---	---------------------------------------

【储存、处理条件和稳定性】

本试剂在 2-8°C 下储存时可在有效期内保持稳定。切勿冷冻。

无需复溶。本单抗可直接从瓶中取出后使用。使用前使试剂达到 18-25°C。

【内容物】

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中形成易爆化合物。请参阅 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76) (美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[76/8/16])。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在丢弃未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮钠的丢弃必须符合当地的相关规定。

【特异性】

CD57 分子，最初命名为 HNK-1，是分子量为 110-115 kDa 的糖蛋白。CD57 分子是具有硫酸化葡糖醛酸残基的寡糖抗原化合物。该分子与在多种组织上发现的多种多肽、脂质和硫酸软骨素蛋白聚糖相连接。CD57 分子在造血细胞亚群、神经外胚层细胞、神经内分泌细胞、横纹肌和前列腺上皮中表达^(1, 2, 3, 4)。

CD57 抗原首见于多数大颗粒淋巴细胞 (LGL) 的造血组织中。在多数成人中，CD57 抗原在 NK 细胞和 CD8 阳性 T 淋巴细胞亚群上表达⁽³⁾。CD57 分子在骨髓细胞亚群上表达，似乎未在脐血淋巴细胞上发现。

淋巴结生发中心的 CD4+/CD45RO+ T 淋巴细胞亚群表达 CD57 抗原^(2, 3)。数据表明 CD57 分子参与细胞间相互作用。L-选择素 (CD62L) 和 P-选择素 (CD62P) 分子可能是 CD57 的配体^(1, 5)。NC1 单抗于 1993 年在美国波士顿举办的第 5 届人类白细胞分化抗原国际研讨会上归至 CD57 分化群⁽⁶⁾。

【商标】

Beckman Coulter、标志和 IOTest 是贝克曼库尔特 (美国) 股份有限公司的商标，已在 USPTO 注册。

Pacific Blue 为 Molecular Probes, Inc. 的商标。

【其他信息】

欲获得其他信息，或收到破损产品，请致电 400 821 8935 与贝克曼库尔特客户服务部联系，或联系当地贝克曼库尔特代表。

【符号说明】

符号词汇表发布于 beckman.com/techdocs (文件编号 B60062)

【说明书版本说明】

原文说明书文档版本：B59536AB，原文说明书生效日期：2019 年 09 月；

中文说明书文档版本：B59536AB-CN，中文说明书生效时间：2024 年 4 月；

中文说明书 B59536AB-CN 内容直接翻译自原文说明书 B59536AB。

【参考文献】

1. Lanier, L.L., Hemperly, J.J., "CD56 and CD57 cluster workshop report", 1995, Leucocyte Typing V, White Cell Differentiation Antigens. Schlossman, S.F., et al., Eds., Oxford University Press, 1398-1400.
2. Funaro, A., Cafforio, P., Horenstein, E., Magrini, E., Ardeleanu, C., Geuna, M., Meneveri, R., Ginelli, E., Malavasi, F., "Human CD57, a link molecule between leucocytes and neural cells", 1995, Leucocyte Typing V, White Cell Differentiation Antigens. Schlossman, S.F., et al., Eds., Oxford University Press, 1435-1436.
3. Funaro, A., Malavasi, F., "CD workshop panel report", 1998, Leucocyte Typing VI, White cell Differentiation Antigens, Kishimoto, T., et al, Eds., Garland Publishing, Inc., 274-276.
4. Arber, D.A., Weiss, L.M., "CD57: A review", 1995, Appl. Immunohistochem., 3, 3, 137-152.
5. Needham, L.K., Schnaar, R.L., "The HNK-1 reactive sulfoglucuronyl glycolipids are ligands for L-selectin and P-selectin but not E-selectin, 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 1359- 1363.
6. Ritz, J., Trinchieri, G., Lanier, L.L., "NK-cell antigens: section report", 1995, Leucocyte Typing V, White Cell Differentiation Antigens. Schlossman, S.F., et al., Eds., Oxford University Press, 1367-1372.



免疫泰克有限公司 IMMUNOTECH S.A.S. (a Beckman Coulter Company) , 130, avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727